

Pharos statief

Gebruiksaanwijzing



Inleiding:

Gelukkig met de aankoop van het Pharos statief. Uit onderzoek is gebleken dat licht dat van boven komt het meest effectief is omdat het de meest lichtgevoelige delen van het oog – de onderzijde en het gedeelte dicht bij de neus – beter bereikt. Door de Pharos therapielamp te gebruiken terwijl deze op het statief staat geeft u optimaal profijt van de lichttherapie.

Veiligheid:

- Lees de gebruiksaanwijzingen van de Pharos therapielamp en het statief aandachtig.
- Leg het snoer zodanig neer dat niemand erover kan struikelen.
- Zet het statief op een vlakke en stabiele ondergrond neer.
- Laat geen kinderen spelen in de buurt van het statief.
- Gebruik de Pharos therapielamp en/of het statief niet nabij water of in een vochtige omgeving.

Onderdelen:

- 2 poten
- montageplaat
- 2 st. M-4 schroeven met draaiknop
- 2 st. M-5 moeren met draaiknop



NB. Gaten aan de bovenzijde.

Montage:

Neem de stekker van de Pharos therapielamp uit de wandcontactdoos en leg de lamp plat op de voorkant, zodat de rand buiten het tafelblad steekt.

Bevestig de montageplaat aan de lamp met de twee M-4 schroeven met draaiknop – zodanig dat de schroefgaten zich het dichtst bij de bovenzijde van de lamp bevinden.



Bevestig de poten aan de montageplaat. Gebruik daarbij de M-5 moeren met draaiknop. De gebogen delen van de poten moeten zich lager bevinden dan de tafel. Zet vervolgens het statief rechtop, met de voorzijde van de Pharos lamp naar u toe.

Garantie:

Op het statief voor de Pharos therapielamp hebt u – naast uw wettelijke rechten - 12 maanden fabrieksgarantie, gerekend vanaf de aankoopdatum.

Wanneer er problemen zijn met het statief die u en uw leverancier niet kunnen oplossen zal de leverancier de Bodyclock naar de importeur sturen. Fabricagefouten worden onder garantie hersteld of – ter beoordeling van de importeur – het statief wordt kosteloos omgeruild. Herstel van schade als gevolg van onjuist gebruik of van onvoldoende verpakking bij toezending naar de importeur valt niet onder de garantie.



Over Outside In:

Outside In is toonaangevend in Europa op het gebied van lichttherapie. De productontwikkeling wordt uitgevoerd door deskundigen op het gebied van slaap, dag-/nachtritmen en SAD, op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Outside in produceert grote therapielampen zoals de Pharos en kleinere, makkelijkere draagbare modellen met een kleinere lichtopbrengst.

De behandelduur met de grote therapielampen is vanzelfsprekend beduidend korter dan bij gebruik van de kleinere apparaten.

Wellicht hebt u de Lumie lichtwekkers al eens gezien. Dit zijn – in een notendop – nachtlampjes, die 's ochtends op een instelbaar tijdstip met heel weinig licht beginnen en vervolgens zeer geleidelijk feller gaan branden. Op deze wijze bootsen de lichtwekkers de zonsopgang na, waardoor uw lichaam de gelegenheid krijgt om op een natuurlijke wijze te ontwaken.

Een oplossing voor degenen die – vooral in de winter – haast niet uit bed kunnen komen.



Importeur:
Cemex Medische Techniek B.V.
Nieuwegein - www.cemex.nl